

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|------------------------|
| Référence | 090074 |
| Désignation | Fiole jaugée 250 ml |



Description :

- ✓ Fiole jaugée MBL classe A
- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Col lisse
- ✓ Avec épais bourrelet permettant d'adapter un bouchon en caoutchouc
- ✓ Trait de jauge gravé
- ✓ Inscription émaillée en bleu
- ✓ Livré sans bouchon

Certificats :

- ✓ Conforme ISO 1042 (BSI 1792) DIN 12664
- ✓ Certifié H marque
- ✓ Livrée avec certificat de conformité
- ✓ Numéro de lot gravé sur chaque fiole jaugée

Caractéristiques techniques :

- ✓ Capacité : 250 ml
- ✓ Tolérance : $\pm 0,150$ ml
- ✓ Dimensions :
 - \varnothing int du col : 15,4 mm
 - \varnothing du corps : 80 mm
 - Hauteur : 225 mm

Unité de vente :

2 Fioles jaugées