

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	090075
<b>Désignation</b>	Fiole jaugée 500 ml



### Description :

- ✓ Fiole jaugée MBL classe A
- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Col lisse
- ✓ Avec épais bourrelet permettant d'adapter un bouchon en caoutchouc
- ✓ Trait de jauge gravé
- ✓ Inscription émaillée en bleu
- ✓ Livré sans bouchon

### Certificats :

- ✓ Conforme ISO 1042 (BSI 1792) DIN 12664
- ✓ Certifié H marque
- ✓ Livrée avec certificat de conformité
- ✓ Numéro de lot gravé sur chaque fiole jaugée

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Capacité : 500 ml
- ✓ Tolérance :  $\pm 0,250$  ml
- ✓ Dimensions :
  - $\varnothing$  int du col : 18,4 mm
  - $\varnothing$  du corps : 101 mm
  - Hauteur : 261 mm

### Unité de vente :

2 Fioles jaugées