

FICHE TECHNIQUE

Référence	090076
Désignation	Fiole jaugée 1000 ml



Description :

- ✓ Fiole jaugée MBL classe A
- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Col lisse
- ✓ Avec épais bourrelet permettant d'adapter un bouchon en caoutchouc
- ✓ Trait de jauge gravé
- ✓ Inscription émaillée en bleu
- ✓ Livré sans bouchon

Certificats :

- ✓ Conforme ISO 1042 (BSI 1792) DIN 12664
- ✓ Certifié H marque
- ✓ Livrée avec certificat de conformité
- ✓ Numéro de lot gravé sur chaque fiole jaugée

Caractéristiques techniques :

- ✓ Capacité : 1 000 ml
- ✓ Tolérance : $\pm 0,400$ ml
- ✓ Dimensions :
 - \varnothing int du col : 22 mm
 - \varnothing du corps : 127 mm
 - Hauteur : 305 mm

Unité de vente :

2 Fioles jaugées