

Désignation

- Eprouvette 10 ml

Référence

- 090180B

Unité de vente : 2



Description

- Eprouvette 10 ml
- Conforme à la norme ISO 4788
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
- Calibré selon les tolérances de classe A
- Graduations en émail blanc
- Inscrit avec le numéro de série
- Conformes aux exigences de la norme ISO 4788, ces éprouvettes graduées Pyrex® Classe A sont imprimées avec un numéro de lot et le certificat de lot correspondant peut être demandé sur notre site internet.
- Tolérance : $\pm 0,10$ mL
- Capacité : 10 mL
- Diamètre : 15,3 mm
- Hauteur : 140 mm
- Intervalles des graduations : 0,2 mL

