

Désignation

- Eprouvette 25ml

Référence

- 090181B

Unité de vente : 2



Description

- Éprouvette graduée Pyrex®, classe A, 25 ml
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
- Calibré selon les tolérances de classe A
- Graduations en émail blanc
- Conformes aux exigences de la norme ISO 4788, ces éprouvettes graduées Pyrex® Classe A sont imprimées avec un numéro de lot et le certificat de lot correspondant peut être demandé sur notre site internet.
- Tolérance : $\pm 0,25$ mL
- Capacité : 25 mL
- Diamètre : 21,45 mm
- Hauteur : 170 mm
- Intervalles de graduation : 0,5 mL

