

FICHE TECHNIQUE

Référence	090182
Désignation	Eprouvette



Description :

- ✓ Eprouvette graduée
- ✓ Classe B
- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Conformes à la norme ISO 4788
- ✓ Graduations en émail bleu
- ✓ Pied hexagonal robuste
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Graduation : 1.0 ml
- ✓ Hauteur maxi : 200 mm

Unité de vente :

2 Eprouvettes
