

FICHE TECHNIQUE

Référence	090184
Désignation	Eprouvette



Description :

- ✓ Eprouvette graduée
- ✓ Classe B
- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Conformes à la norme ISO 4788
- ✓ Graduations en émail bleu
- ✓ Pied hexagonal robuste
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Graduation : 2.0 ml
- ✓ Hauteur maxi : 335 mm

Unité de vente :

2 Eprouvettes
