


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	090186
<b>Désignation</b>	Eprouvette



### Description :

- ✓ Eprouvette graduée
- ✓ Classe B
- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Conformes à la norme ISO 4788
- ✓ Graduations en émail bleu
- ✓ Pied hexagonal robuste
- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Graduation : 10.0 ml
- ✓ Hauteur maxi : 465 mm

### Unité de vente :

1 Eprouvette

---