

FICHE TECHNIQUE

Référence	090187
Désignation	Eprouvette



Description :

- ✓ Eprouvette graduée
- ✓ Classe B
- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Conformes à la norme ISO 4788
- ✓ Graduations en émail bleu
- ✓ Pied hexagonal robuste
- ✓ Volume : 2000 ml
- ✓ Graduation : 20.0 ml
- ✓ Hauteur maxi : 505 mm

Unité de vente :

1 Eprouvette
