

## Désignation

- Eprouvette graduée 50 ml à col normalisé DIN - classe B

## Référence

- 090192

Unité de vente : 2



- 
- Eprouvette graduée 50 ml à col normalisé DIN - classe B
  - En verre borosilicaté avec col normalisé DIN
  - Conformes à la norme ISO 4788
  - Graduations en émail blanc pour les éprouvettes de classe A, bleu pour les éprouvettes de classe B
  - Livrées avec bouchon DIN en polyéthylène
  - Version classe A certifiée testée individuellement en 5 points, et calibrée aux tolérances de classe A
  - Pied hexagonal robuste
  - Volume : 50 ml
  - Matériau : Verre borosilicaté avec col normalisé DIN
  - Forme Haute
  - Autoclavable
  - Rodage : 19/26
  - Classe : B
  - Graduation : oui