

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	090196
<b>Désignation</b>	Eprouvette graduée 1000 ml à col normalisé DIN - classe B



### Description :

- ✓ Eprouvette avec col normalisé DIN
- ✓ Conformes à la norme ISO 4788
- ✓ Graduations en émail bleu
- ✓ Livrées avec bouchon DIN en polyéthylène
- ✓ Version classe A certifiée testée individuellement en 5 points, et calibrée aux tolérances de classe A
- ✓ Pied hexagonal robuste
- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Matériau : Verre borosilicaté
- ✓ Autoclavable

### Unité de vente :

2 Eprouvettes