

FICHE TECHNIQUE

Référence	090203
Désignation	Eprouvettes



Description :

- ✓ En polypropylène translucide avec bonne résistance chimique
- ✓ Conformes à la norme ISO 6706
- ✓ Graduations bleues, nettes, fines, faciles à lire
- ✓ Base hexagonale stable, anti-ventouse et non-glissante
- ✓ Volume : 100 ml
- ✓ Diamètre : 31 mm
- ✓ Graduations : 10 ml
- ✓ Hauteur : 250 mm

Unité de vente :

1 Epreuve
