

FICHE TECHNIQUE

Référence	090216S
Désignation	Erlenmeyer



Description :

- ✓ Erlenmeyer en verre avec graduations
- ✓ Col étroit
- ✓ Résistant aux chocs thermiques grâce à l'uniformité de l'épaisseur des parois
- ✓ Code de traçabilité
- ✓ Autoclavable
- ✓ Dimensions : 166 x 280 mm
- ✓ Diamètre col : 50 mm
- ✓ Volume : 2000 ml

Unité de vente :

1 Erlenmeyer
