

FICHE TECHNIQUE

Référence	090220
Désignation	Burette



Description :

- ✓ En verre borosilicaté PYREX
- ✓ Classe AS
- ✓ DIN 12700
- ✓ «Schellbach band» pour une lecture rapide et précise du ménisque
- ✓ Avec entonnoir évasé en partie supérieure pour un remplissage aisé
- ✓ Robinet avec clé Teflon
- ✓ Sérigraphie indélébile émaillée bleue
- ✓ Clé interchangeable en PTFE, avec voie de 1,5mm, interchangeable, utilisable sans ajout de graisse
- ✓ Tube de burette avec bande photophore "Schellbach" verticale blanche et ruban bleu central
- ✓ Graduations émaillées bleues
- ✓ Conforme ISO 385
- ✓ Graduation : 0.05 ml
- ✓ Longueur : 620 mm
- ✓ Capacité : 10 ml

Unité de vente :

1 Burette
