


## Flacons MBL®, volumétriques, classe A

### Flacons volumétriques de classe A à repères bleus

Ces flacons jaugés de classe A à repères très contrastés en émail bleu sont conformes aux prescriptions des normes ISO et DIN.

- Conformes aux normes ISO 1042 et DIN 12664
- Calibrées finement selon les tolérances de la Classe A
- Chaque fiole comporte un numéro de lot et la date de fabrication gravés au laser
- Fabriquées en verre borosilicaté résistant chimiquement
- Certifiées conformité « H »
- Inscriptions émaillées bleues
- Fournies avec un bouchon en polyéthylène
- Certificat de lot disponible en ligne sur le site internet [www.scilabware.com](http://www.scilabware.com)



### Spécification De Produits

Produit Code	Hauteur (mm)	Capacité (ml)	Bouchon CN
FRD182	370	2000	29/32
FRD184	475	5000	34/35