

Désignation

- Ruban de Parafilm - largeur 5 cm - longueur 75 m

Référence

- 090261

Unité de vente : 1



Description

- Film ultra-extensible spécialement destiné à la fermeture des récipients de laboratoire.
- Epaisseur : 200 μm
- Imperméable aux liquides, perméable aux gaz
- Température d'utilisation : -10 °C à +60 °C
- Livré en rouleau, dans un dérouleur en carton
- Dimensions :
Largeur : 5 cm
Longueur : 75 m

