

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	090282
<b>Désignation</b>	Portoir pour cuves



### Description :

- ✓ Portoir pour 16 cuves de spectrophotométrie
- ✓ En polypropylène
- ✓ Avec marquage numérique des emplacements
- ✓ Coloris : gris

### Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable (121°C)

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour cuves 12,5 x 12,5 mm
- ✓ Dimensions : 210 x 70 x 38 mm

### Unité de vente :

1 Portoir pour cuves