

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	090283
<b>Désignation</b>	Cuve macro



### Description :

- ✓ Cuve de spectrophotométrie Brand
- ✓ En PS
- ✓ Trajet optique de 10 mm
- ✓ Volume min : 2,5 ml / Volume max : 4,5 ml
- ✓ Longueur d'onde : sup 340 nm
- ✓ Dimensions fenêtre 10 x 35 mm

### Unité de vente :

1000 Cuves macro

---