

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-----------------|
| Référence | 090284 |
| Désignation | Cuve semi micro |



Description :

- ✓ Cuve de spectrophotométrie Brand
- ✓ En PS
- ✓ Trajet optique de 10 mm
- ✓ Volume min : 1,5 ml / Volume max : 3 ml
- ✓ Longueur d'onde : sup 340 nm
- ✓ Dimensions fenêtre 4,5 x 23 mm

Unité de vente :

1000 Cuves semi micro