

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	090287
<b>Désignation</b>	Cuve semi micro



### Description :

- ✓ Cuve de spectrophotométrie Brand
- ✓ En PMMA
- ✓ Trajet optique de 10 mm
- ✓ Volume min : 1,5 ml / Volume max : 3 ml
- ✓ Longueur d'onde : sup 300 nm
- ✓ Dimensions fenêtre 4,5 x 23 mm

### Unité de vente :

1000 Cuves semi micro