

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---------|
| Référence | 090299 |
| Désignation | Flacons |



Description :

- ✓ Flacons en verre borosilicaté
- ✓ Type I clair
- ✓ Avec bouchon à visser en polypropylène avec bague de déversement
- ✓ Epaisseur de paroi uniforme
- ✓ Coefficient de dilatation très faible
- ✓ Excellente résistance aux chocs thermiques et aux agents chimiques
- ✓ Autoclavables, stérilisables
- ✓ Avec Retrace Code permettant d'obtenir un certificat de lot sur internet
- ✓ Graduations imprimées longue durée
- ✓ Volume : 25 ml
- ✓ Hauteur avec bouchon : 74 mm
- ✓ Hauteur sans bouchon : 70 mm
- ✓ Filetage : GL 25
- ✓ Diamètre corps : 36 mm
- ✓ Couleur bouchon : bleu

Unité de vente :

10 Flacons
