

Désignation

- Flacon Schott 25 ml verre borosilicate

Référence

- 090299A

Unité de vente : 1



Description

- Flacon de laboratoire DURAN® Original GL 25
- Transparent
- Avec bouchon à vis et bague de déversement EN PP, bleu
- Avec bord en verre de forme spéciale pour un meilleur versement (de sorte qu'un anneau verseur en plastique supplémentaire n'est pas nécessaire).
- Convient au stockage à long terme
- Matériau Boro 3.3, PP
- Capacité (mL) 25
- Diamètre d (mm) 36
- Hauteur h (mm) 74
- Diamètre (mm) 36
- Filetage GL 25
- Zone de marquage
- Hauteur (mm) 74
- Autoclavable
- Code de retraçage

