

FICHE TECHNIQUE

Référence	090301
Désignation	Flacons



Description :

- ✓ Flacon Schott Duran
- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Coefficient de dilatation très faible
- ✓ Excellente résistance aux chocs thermiques et aux agents chimiques.
- ✓ Type I clair ou ambré
- ✓ Avec bouchon bleu à visser en polypropylène
- ✓ Avec bague de déversement
- ✓ Epaisseur de paroi uniforme
- ✓ Autoclavables, stérilisables
- ✓ Avec Retrace Code permettant d'obtenir un certificat de lot sur internet
- ✓ Graduations imprimées longue durée
- ✓ Diamètre col / filetage GL : 45 mm
- ✓ Diamètre corps : 56 mm
- ✓ Hauteur avec bouchon : 105 mm
- ✓ Volume : 100 ml

Unité de vente :

10 Flacons
