

FICHE TECHNIQUE

Référence	090302
Désignation	Flacons en verre



Description :

- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Avec bouchon à visser en polypropylène avec bague de déversement
- ✓ Epaisseur de paroi uniforme
- ✓ Autoclavables, stérilisables
- ✓ Avec Retrace Code permettant d'obtenir un certificat de lot sur internet
- ✓ Graduations imprimées longue durée
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Diamètre col : 45 mm
- ✓ Dimensions (diamètre x hauteur) : 70 x 143 mm

Unité de vente :

10 flacons
