

FICHE TECHNIQUE

Référence	090306
Désignation	Flacon



Description :

- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ En verre Duran type I clair
- ✓ Avec bouchon bleu PP
- ✓ Epaisseur de paroi uniforme
- ✓ Autoclavables
- ✓ Stérilisables
- ✓ Graduation imprimées longue durée
- ✓ Coefficient de dilatation très faible
- ✓ Excellente résistance aux chocs thermiques et aux agents chimiques
- ✓ Volume 5000 ml
- ✓ Hauteur avec bouchon : 335 mm
- ✓ Hauteur sans bouchon : 330 mm
- ✓ Ø col – filetage : GL45
- ✓ Ø corps : 182 mm

Unité de vente :

1 Flacon