

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	090347
<b>Désignation</b>	Flacons



### Description :

- ✓ Flacon Schott
- ✓ En verre Duran borosilicaté
- ✓ Flacon gain de place
- ✓ Stérilisables jusqu'à 140 °C (bouchon non fermé)
- ✓ Congelables à -40 °C
- ✓ Certificat de traçabilité, chaque flacon portant un numéro d'identification
- ✓ Avec bouchon GL45
- ✓ Dimensions : 78 x 181 mm
- ✓ Volume : 500 ml

### Unité de vente :

10 Flacons

---