

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	090382
<b>Désignation</b>	Flacons



### Description :

- ✓ En verre clair borosilicaté Schott Duran
- ✓ Coefficient de dilatation très faible, une excellente résistance aux chocs thermiques et aux agents chimiques
- ✓ Sans bouchon à visser en polypropylène avec bague de déversement
- ✓ Epaisseur de paroi uniforme
- ✓ Autoclavables, stérilisables
- ✓ Avec Retrace Code permettant d'obtenir un certificat de lot sur internet
- ✓ Graduations imprimées longue durée
- ✓ Hauteur avec bouchon : 105 mm
- ✓ Hauteur sans bouchon : 100 mm
- ✓ Diamètre col : GL 45
- ✓ Diamètre corps : 56 mm
- ✓ Volume : 100 ml

### Unité de vente :

10 Flacons

---