

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	090383
<b>Désignation</b>	Flacons



### Description :

- ✓ Flacons en verre Duran®
- ✓ ISO
- ✓ Type I ambré
- ✓ Sans bouchon
- ✓ Epaisseur de paroi uniforme
- ✓ Autoclavables
- ✓ Stérilisables
- ✓ Avec Retrace Code permettant d'obtenir un certificat de lot sur internet
- ✓ Graduations imprimées longue durée
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Hauteur avec bouchon : 143 mm
- ✓ Diamètre col : GL 45
- ✓ Diamètre corps : 70 mm

### Unité de vente :

10 Flacons

---