

FICHE TECHNIQUE

Référence	090397
Désignation	Flacon Duran brun 1l



Description :

- ✓ Les flacons en verre borosilicaté Schott Duran se distinguent par un coefficient de dilatation très faible, une excellente résistance aux chocs thermiques et aux agents chimiques.
- ✓ Flacons en verre Duran® type I clair ou ambré
- ✓ Avec ou sans bouchon à visser en polypropylène avec bague de déversement
- ✓ Epaisseur de paroi uniforme
- ✓ Autoclavables, stérilisables
- ✓ Avec Retrace Code permettant d'obtenir un certificat de lot sur internet
- ✓ Graduations imprimées longue durée
- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Matériau : Verre borosilicaté

Unité de vente :

10 Flacons