

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	090478
<b>Désignation</b>	Tubes essais Pyrex



### Description :

- ✓ En verre borosilicaté Pyrex
- ✓ Livrés avec bouchon à vis en phénoplaste, parfaitement étanche est muni d'un joint composite en PTFE / éthylène propylène
- ✓ Tubes, bouchons et joints sont stérilisables à 121 °C pendant 2 heures
- ✓ Volume : 10 ml
- ✓ Dimensions : 16 x 100 ml
- ✓ Raccord SVL : 15

### Unité de vente :

40 Tubes

---