

Désignation

- Tube à essai 15 ml bouchon PBT

Référence

- 090479

Unité de vente

- 40 tubes à essai



Description

Tube à essai 15 ml en verre pyrex bouché PBT

Caractéristiques techniques

- Tube à essai en verre pyrex pour les travaux de culture
- Livré avec bouchon à vis en phénoplaste étanche avec joint composite PFTE/éthylène propylène
- Tube stérilisable à 121°C pendant 2h, bouchon à vis PBT autoclavable et stérilisable à la vapeur sèche jusqu'à 180°C
- Volume : 15 ml
- Raccord SVL : 15
- Dimensions : 16 x 125 mm

