

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------|
| Référence | 090480 |
| Désignation | Tubes |



Description :

- ✓ Tubes à essais bouchés PBT
- ✓ En verre Pyrex, pour les travaux de culture
- ✓ Excellente résistance à l'attaque par l'eau
- ✓ Réduction de la perte d'éléments influençant le pH
- ✓ Livrés avec bouchon à vis en phénoplaste étanche avec joint composite en PTFE/ éthylène propylène
- ✓ Tubes stérilisables à 121 °C pendant 2 heures, bouchons à vis PBT autoclavables et stérilisables à la vapeur sèche jusqu'à 180 °C
- ✓ Raccord SVL : 15
- ✓ Volume : 20 ml
- ✓ Diamètre x hauteur : 16 x 160 mm

Unité de vente :

40 Tubes

DOMINIQUE DUTSCHER SAS