

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	090488
<b>Désignation</b>	Eprouvettes



### Description :

- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Résistant chimiquement
- ✓ Graduations en émail bleu
- ✓ Classe B
- ✓ Pied hexagonal robuste
- ✓ Non bouchées
- ✓ Conformes à la norme ISO 4788
- ✓ Volume : 10 ml
- ✓ Graduations : 0.2 ml
- ✓ Hauteur maxi : 140 mm

### Unité de vente :

2 Eprouvettes

---