

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-------------|
| Référence | 090489 |
| Désignation | Eprouvettes |



Description :

- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Résistant chimiquement
- ✓ Graduations en émail bleu
- ✓ Classe B
- ✓ Pied hexagonal robuste
- ✓ Non bouchées
- ✓ Conformes à la norme ISO 4788
- ✓ Volume : 25 ml
- ✓ Graduations : 0.5 ml
- ✓ Hauteur maxi : 170 mm

Unité de vente :

2 Eprouvettes
