

FICHE TECHNIQUE

Référence	090526
Désignation	Tube à hématocrite



Description :

- ✓ Tube capillaire à hématocrite en verre
- ✓ Pour centrifuger des échantillons de sang
- ✓ Code couleur : bleu
- ✓ Non hépariné
- ✓ Conditionnement : 10 x 100

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ A usage unique
- ✓ Avec numéro de lot sur l'emballage
- ✓ DIN EN ISO 12772
- ✓ CE DIV 98/79 CE

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume approximatif : 75 µl
- ✓ Longueur : 75 mm
- ✓ Ø ext. 1,5 – 1,6 mm
- ✓ Ø int. 1,1 – 1,2 mm

Unité de vente :

1 000 Tubes à hématocrite