

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	090527
<b>Désignation</b>	Tube de capillaires à hémocrite, hép. Na



### Description :

- ✓ Tube de capillaires à hémocrite héparine de sodium en verre
- ✓ Capillaire de haute précision
- ✓ Code couleur : rouge

### Certificats :

- ✓ Avec numéro de lot sur l'emballage
- ✓ DIN EN ISO 12772
- ✓ Marque CE de conformité à DIV 98/79 CE

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Diamètre d'écoulement : 1,3 - 1,4 mm
- ✓ Diamètre intérieur : 0,9 – 1,0 mm
- ✓ Longueur 75 mm ± 0,5 mm
- ✓ Volume 60 µl

### Unité de vente :

1000 Tubes de capillaires à hémocrite, hép. Na