

FICHE TECHNIQUE

Référence	090528
Désignation	Tubes à hématocrite



Description :

- ✓ En verre
- ✓ Capillaire de haute précision
- ✓ Avec héparine de sodium
- ✓ Code couleur : rouge
- ✓ Diamètre extérieur : 1,5 – 1,6 mm
- ✓ Diamètre intérieur : 1,1 – 1.2 mm
- ✓ Volume approximatif : 75 µl
- ✓ Longueur : 75 mm

Unité de vente :

10 x 100 Tubes à hématocrite