

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	090535
<b>Désignation</b>	Distributeur



### Description :

- ✓ Distributeur Ceramus
- ✓ Distributeurs de liquide à piston en céramique et tête entièrement mobile sur 360°, pour distribution de solutions de 0,2 ml à 60 ml.
- ✓ Livrés avec 4 adaptateurs A 45 (monté), A 32, A38 et S40, tuyaux en PTFE, clé de montage, certificat
- ✓ Piston en céramique, garantissant une excellente résistance chimique, sans érosion, ni gonflement
- ✓ Cylindre en verre borosilicaté 3.3 calibré
- ✓ Aucune perte de réactif grâce à un système de refoulement
- ✓ Stérilisation : entièrement autoclavable à 121 °C / 2 bars
- ✓ Utilisables de 4 °C à 50 °C
- ✓ Volume : 2 à 10 ml
- ✓ Subdivision : 0.25 ml
- ✓ Précision : 0.5 R%
- ✓ Reproductibilité : 0.1 CV%

### Unité de vente :

1 Distributeur