

FICHE TECHNIQUE

Référence	090542
Désignation	Eprouvettes



Description :

- ✓ En verre DURAN
- ✓ Classe A
- ✓ Certificat de conformité avec numéro de lot daté
- ✓ Subdivisions principales annulaires
- ✓ Graduations bleues
- ✓ Bande de verre teinté
- ✓ Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Subdivisions : 2 ml
- ✓ Tolérance : +/- 1 ml
- ✓ Hauteur : 335 mm

Unité de vente :

2 Eprouvettes
