

FICHE TECHNIQUE

Référence	090547
Désignation	Eprouvette graduée 10 ml



Description :

- ✓ Eprouvette graduée classe A Hirschmann
- ✓ Graduations bleues
- ✓ Subdivisions principales annulaires

Certificats :

- ✓ Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- ✓ Certificat de conformité avec numéro de lot daté

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 10 ml
- ✓ Subdivision : 0,2 ml
- ✓ Tolérance : 0,1 ml
- ✓ Hauteur : 140 mm

Unité de vente :

2 Eprouvettes graduées
