

FICHE TECHNIQUE

Référence	090549
Désignation	Eprouvettes graduées



Description :

- ✓ En verre borosilicaté
- ✓ Classe A
- ✓ Certificat de conformité avec numéro de lot daté
- ✓ Graduations bleues
- ✓ Bande de verre teinté
- ✓ Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Subdivision : 1 ml
- ✓ Tolérance : +/- 0,5 ml
- ✓ Hauteur : 200 mm

Unité de vente :

2 Eprouvettes
