

FICHE TECHNIQUE

Référence	Voir tableau
Désignation	Pipettes jaugées en verre Classe B



Description :

- ✓ En verre sodocalcique AR-Glass, DIN 12690
- ✓ Marquage marron
- ✓ 1 trait de jauge
- ✓ Très haute précision

Référence	Volume (mL)	Longueur (mm)
090559	0,5	300
090560	1	300
090561	2	330
090562	3	330
090563	5	400
090564	10	440
090565	15	510
090566	20	510
090567	25	520
090568	50	540
090569	100	585

Unité de vente :

1