



Pipette jaugée, 2 trait
BLAUBRAND® classe AS, marquage DE-M

Pipette jaugée, BLAUBRAND®, classe AS, DE-M, 2ml, 2 traits
Minimum de commande / intervalle de quantité: 12 pièces

Réf.: 29723

5,85 EUR

Prix de vente recommandé sans TVA (PL 2016)
per 1 pour un achat de 12.

Description du produit

Verre AR-GLAS®. DIN EN ISO 648. Calibrée pour écouler "Ex". Temps d'attente 5 secondes. Toutes les pipettes jaugées BLAUBRAND® sont livrées avec numéro de lot et un certificat de lot inclus par unité d'emballage d'origine. Sur demande, elles sont également livrables avec certificat individuel ou attestation de calibrage DAkkS.

Spécification

Capacité	ml	2
Code-couleur (ISO 1764)		orange
longueur	± 10 mm	330
Limites d'erreur	± ml	0,010