

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	090597
<b>Désignation</b>	Pipette jaugée



---

### Description :

- ✓ En Verre sodocalcique AR-Glas®
- ✓ DIN 12690
- ✓ Volume : 25 ml
- ✓ 2 Traits classe AS
- ✓ Très haute précision
- ✓ Dimension : 520 mm de long
- ✓ Poids emballé : 45 g
- ✓ Dimension emballée : 62 x 3 x 2,5 cm

### Unité de vente :

1 pièce

---