



Pipette jaugée, 2 trait
BLAUBRAND® classe AS, marquage DE-M

Pipette jaugée, BLAUBRAND®, classe AS, DE-M, 50ml, 2 traits
Minimum de commande / intervalle de quantité: 6 pièces

Réf.: 29738

11,80 EUR

Prix de vente recommandé sans TVA (PL 2016)
per 1 pour un achat de 6.

Description du produit

Verre AR-GLAS®. DIN EN ISO 648. Calibrée pour écouler "Ex". Temps d'attente 5 secondes. Toutes les pipettes jaugées BLAUBRAND® sont livrées avec numéro de lot et un certificat de lot inclus par unité d'emballage d'origine. Sur demande, elles sont également livrables avec certificat individuel ou attestation de calibrage DAkkS.

Spécification

Capacité	ml	50
Code-couleur (ISO 1764)		rouge
longueur	± 10 mm	540
Limites d'erreur	± ml	0,05