

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Référence | 090600 |
| Désignation | Pipette graduée 1 ml |



Description :

- ✓ Pipette graduée de précision Brand
- ✓ En verre sodocalcique AR-Glas®
- ✓ Classe AS
- ✓ Très haute précision
- ✓ Graduation bleue émaillée
- ✓ Écoulement total
- ✓ Zéro en haut

Certificats :

- ✓ DIN 12697

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 1 ml
- ✓ Graduation : 0,01 ml
- ✓ Longueur : 360 mm
- ✓ Tolérance : $\pm 0,007$ ml

Unité de vente :

1 Pipette graduée
