

FICHE TECHNIQUE

Référence	090603
Désignation	Pipette graduée 2 ml



Description :

- ✓ Pipette graduée de précision Brand
- ✓ En verre sodocalcique AR-Glas®
- ✓ Classe AS
- ✓ Très haute précision
- ✓ Graduation bleue émaillée
- ✓ Écoulement total
- ✓ Zéro en haut

Certificats :

- ✓ DIN 12697

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 2 ml
- ✓ Graduation : 0,02 ml
- ✓ Longueur : 360 mm
- ✓ Tolérance : $\pm 0,010$ ml

Unité de vente :

1 Pipette graduée
