

FICHE TECHNIQUE

Référence	090641
Désignation	Fiole jaugée 25 ml



Description :

- ✓ Fiole jaugée BlauBrand®
- ✓ En verre borosilicaté 3.3
- ✓ A col lisse
- ✓ Sans bouchon

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Classe A
- ✓ Norme DIN EN ISO 1042
- ✓ Certificat de lot livré par unité d'emballage

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 25 ml – tolérance $\pm 0,04$ ml
- ✓ Bouchon 10/19 (à commander séparément)

Unité de vente :

2 Fioles jaugées