

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	090647
<b>Désignation</b>	Fioles jaugées



### Description :

- ✓ La qualité constante BLAUBRAND®
- ✓ Classe A
- ✓ Attestées conformes
- ✓ En DURAN®, DIN EN ISO 1042
- ✓ Certificat de lot livré par unité d'emballage (2 fioles/boîte)
- ✓ Col lisse
- ✓ Volume : 1000 ml

### Unité de vente :

1 fiole

---