

FICHE TECHNIQUE

Référence	090652
Désignation	Fioles jaugées



Description :

- ✓ La constante BLAUBRAND
- ✓ Classe A
- ✓ Attestées conformes
- ✓ En DURAN DIN EN ISO 1042
- ✓ Certificat de lot livré par unité d'emballage
- ✓ Avec bouchon carré en polypropylène avec pointe d'égouttement (réduit nettement le danger de casse en cas de renversement et évite alors que la fiole ne roule sur la pailasse)
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Tolérance : +/- 0,06 ml
- ✓ Bouchon : 12/21

Unité de vente :

2 Fioles
